

Ente	Numero dei laboratori	Regione	Luogo di consegna	Consegna (esp)	Dettaglio Gas	Consumo annuale (espresso in m³)	Esigibilità dei vuoti	all'impianto
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ACETILENE (Purezza 2.5 Bombola 14 lt - 2.5 KG)	70	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ACETILENE (Purezza 2.5 Bombola 14 lt - 2.5 KG)	28	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ACETILENE (Purezza 2.5 Bombola 33 lt)	33	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ACETILENE (Purezza 2.5 Bombola 33 lt)	40	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 2.8 Bombola 40 lt)	2000	Si
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 2.8 Bombola 40 lt)	40	No
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 4.0 Bombola 40 lt)	80	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 4.0 Bombola 40 lt)	280	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ANIDRIDE CARBONICA liquida grado SFE con tubo p	80	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	ANIDRIDE CARBONICA liquida grado SFE con tubo p	120	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ANIDRIDE CARBONICA liquida grado SFE con tubo p	70	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	70	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	20	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	14	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	10	No
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	28	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	80	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	20	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	80	No
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	4000	No
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	120	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	120	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	33	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	180	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	120	No
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ARGON in pacchi da 16 bombole (Purezza 5.0 bomb	1600	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ARGON (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	80	Si
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ARIA (Purezza zero Bombola 40 lt - 8 Mc)	400	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ARIA (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	3200	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	ARIA (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	160	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	ARIA (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	360	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ARIA (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	13	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	180	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	400	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	250	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	20	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	720	No
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	360	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	400	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	1	Si
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	AZOTO in pacchi da 16 bombole (Purezza 5.0 Bombo	1600	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	AZOTO (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	200	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	AZOTO (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	160	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocata	30	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	70	Si
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	160	No
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	180	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	50	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	50	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	ELIO (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	200	No
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	ELIO (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	480	No
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	ELIO (Purezza 6.0 Bombola 40 lt)	120	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ELIO (Purezza 6.0 Bombola 40 lt)	200	Si

Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	IDROGENO (Purezza 4.5 Bombola 40 lt)	1200	Si	No
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	IDROGENO (Purezza 4.5 Bombola 40 lt)	3860	Si	Si
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	IDROGENO (Purezza 4.5 Bombola 40 lt)	50	Si	Si
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	IDROGENO (Purezza 4.5 Bombola 40 lt)	40	Si	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	METANO(Purezza 3.5 Bombola 40 lt)	120	Si	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	METANO(Purezza 3.5 Bombola 40 lt)	120	Si	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	OSSIGENO (Purezza 3.5 Bombola 40 lt)	1200	Si	No
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	OSSIGENO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt)	140	Si	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	OSSIGENO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt)	14	Si	No
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	OSSIGENO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	80	Si	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	Ammoniaca 10%, resto Elio (bombola da 40lt)	80	Si	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocat	30	Anidride carbonica 50%, resto N2 (bombola da 40lt)	80	Si	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	Argon Metano 10% (bombole da 40lt)	80	Si	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocat	30	CO 3400ppmmol/CO2 4,24% resto N2 (bombole ce	80	Si	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	Idrogeno 5%, resto Argon (bombole da 40lt con diam	80	Si	Si
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	Idrogeno 5%, resto Azoto (bombole da 40lt con diam	120	Si	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocat	30	AZOTO LIQUIDO Capacità 230 lt	5200	No	Si
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	AZOTO LIQUIDO Capacità 3000 lt	40000	No	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocat	30	AZOTO LIQUIDO Dewar mobile - Capacità 201 lt	5200	No	Si
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	AZOTO LIQUIDO Dewar mobile - Capacità 201 lt	6200	No	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	ELIO LIQUIDO - Capacità 100 lt	400	No	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocat	30	GHIACCIO SECCO Capacità 15 kg	500	No	No
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	GHIACCIO SECCO Capacità 15 kg	400	No	No
Università Bologna	30	BOLOGNA	Emilia-Rom	nella sede dislocat	30	Riduttore di pressione monostadio a membrana	5		
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	Riduttore di pressione monostadio a membrana	2		
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	Riduttore di pressione monostadio a membrana	4		
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	Riduttore di pressione monostadio a membrana	4		
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	20	Guarnizione teflon bombola Azoto/Ossigeno/CO2 cc	1		
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	Guarnizione teflon bombola Azoto/Ossigeno/CO2 cc	1		
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	Guarnizione teflon bombola Azoto/Ossigeno/CO2 cc	1		
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	Guarnizione teflon bombola Azoto/Ossigeno/CO2 cc	1		
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	Guarnizione teflon bombola Azoto/Ossigeno/CO2 cc	1		
Università Bologna	150	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	15	Guarnizione teflon bombola Aria conf.100 pz	1		
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	Guarnizione teflon bombola Aria conf.100 pz	1		
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	Guarnizione teflon bombola Aria conf.100 pz	1		
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	Guarnizione Nylon bombola Idrogeno/Metano conf. 1	2		
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	Guarnizione Nylon bombola Idrogeno/Metano conf. 1	1		
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	Laboratori;	20	Riduttore di pressione doppio stadio a membrana	0		
Università Bologna	2	Forlì	Emilia-Rom	Laboratori;	90	Riduttore di pressione doppio stadio a membrana	2		
Università Bologna	7	BOLOGNA	Emilia-Rom	Magazzino;	La frequenz	Riduttore di pressione doppio stadio a membrana	2		
Università Bologna	1	Bologna	Emilia-Rom	deposito bombole c	30	Riduttore di pressione doppio stadio a membrana	0		
Università Bologna	40	Bologna, C	Emilia-Rom	Dipartimento	90	Riduttore di pressione doppio stadio a membrana	5		